

A close-up photograph of two women with exceptionally smooth and glowing skin. The woman on the left has dark hair pulled back, while the woman on the right has light-colored hair. Both are looking towards the camera with soft expressions, their hands gently touching their faces. The background is a plain, light beige color.

HOTELSPA

TECNOLOGIE ESTETICHE

www.hotel-spa.it

SPA MICRO

Rinnova la pelle del tuo viso

MICRODERMO ABRASIONE AL DIAMANTE

La microdermoabrasione con punte di diamante è un trattamento di esfoliazione meccanica controllata e non invasiva, con azione levigante sullo strato epiteliale.

Migliora l'aspetto, il tono e la luminosità della pelle e ne ripristina l'elasticità.

L'apparato è dotato di tre manipoli su cui si adattano diverse punte di diamante con differenti diametri e granulazioni. Si devono scegliere in base alla zona da trattare o in funzione della profondità che si desidera raggiungere nella pelle.





9 Puntali a cristalli di diamante:

Che consentono trattamenti personalizzati per ogni inestetismo, incluso il contorno occhi.



Regolazione del vuoto:

Permette un'abrasione controllata, adatta ai diversi tipi di pelle e inestetismi.



Lunga durata delle punte di diamante:

Le punte di diamante sono estremamente resistenti, garantendo prestazioni a lungo termine senza sostituzioni.



Facilità d'uso:

L'interfaccia intuitiva e i manipoli ergonomici offrono un utilizzo semplice e confortevole.



Portabilità:

Grazie alle dimensioni compatte e al design portatile, il dispositivo può essere facilmente spostato offrendo flessibilità e praticità.



La microdermoabrasione è adatta a una vasta gamma di clienti che desiderano migliorare la texture e l'aspetto generale della pelle. Potrai offrire la possibilità di trattare macchie cutanee, cicatrici da acne, smagliature e altri inestetismi oltre che segni del tempo.

RISULTATI VISIBILI

FIN DALLE PRIME SEDUTE

- La pelle appare immediatamente più luminosa e distesa
- Utile in diversi trattamenti fra cui la pulizia del viso senza strizzatura
- Possibilità di effettuare molteplici trattamenti
- La pelle viene “liftata”
- Le imperfezioni tendono man mano a scomparire
- Viene prodotto nuovo collagene

3x

**3 diversi manipoli
con 9 puntali per
ogni tipo di utilizzo**

4x

**4 volte più performante
rispetto al precedente**

4x

**Efficacia testata negli anni
per risultati duraturi**

MICRODERMABRASIONE

3 diversi manipoli su cui si adattano 9 testine in punta di diamante, con differenti diametri e granulazioni che si devono scegliere in base alla zona da trattare o in funzione della profondità che si desidera raggiungere nella pelle.

L'operatore strofina il manipolo sulla pelle del cliente con movimenti accurati per esfoliare lo strato di cellule morte.

La pelle dovrà essere prima deterisa ed asciugata. Il manipolo incorpora un sistema di vuoto che aspira le cellule morte verso un filtro raccoglitore simultaneamente all'azione esfoliante.

Attraverso dei movimenti delicati, il puntale a cristalli di diamante esfolia la pelle, rimuovendo le impurità e stimolando il processo di rinnovamento cellulare. Il trattamento è rapido e indolore, i risultati possono essere evidenti fin dalla prima seduta.



SPA MICRO - DOTAZIONI

Set manipoli, punte diamantate, filtri di ricambio

1 Tubo di collegamento con filtro

1 Adattatore AC - DC 1

Cavo di collegamento

Manuale e CE

SPA MICRO - SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione adattatore AC-DC 230-240 V (AC)
50-60 Hz

Tensione di alimentazione apparecchiatura 24 V (DC), 2 A
Potenza assorbita 48W

Peso 2,5 kg

Dimensioni (L x P x H) L230xP320XH140mm Display LCD
monocromatico

Clima (durante il funzionamento) Temperatura ambiente +15°C
+30°C Umidità relativa 30 - 60%

Pressione atmosferica da 86.0 kpa a 106.0 kpa

Clima (durante il trasporto e/o la conservazione)

Temperatura ambiente +5°C - +55°C Umidità relativa 0 – 9%
(senza condensa)

Pressione atmosferica da 86.0 kpa a 106.0 kpa

Massima depressione Minore di 80 kPa

.

HOTELSPA

TECNOLOGIE ESTETICHE

051 904303 info@hotel-spa.it www.hotel-spa.it