



**HOTEL
SPA**
www.hotel-spa.it

SPA TOTAL BODY

Innovativa sinergia



SPA TOTAL BODY: **7 TECNOLOGIE** IN UN'UNICA APPARECCHIATURA **PER RINASCERE IN UN** **NUOVO CORPO**

SPA TOTAL BODY è la prima apparecchiatura, a livello mondiale, capace di effettuare, un progetto di lavoro personalizzato, orientato a migliorare e risolvere ogni inestetismo del corpo, attraverso un check-up guidato (anamnesi con termografia).

FUNZIONAMENTO **ESTREMAMENTE** **SEMPLICE**

L'anamnesi morfologica viene eseguita dall'operatrice.

L'apparecchiatura, dotata di innovativa tecnologia e in modo pienamente autonomo, elabora i dati rilevati e, in seguito, associa una o più delle 7 tecnologie disponibili, per risolvere l'inestetismo trattato in maniera definitiva.


La combinazione delle diverse fasi di lavoro garantisce risultati mai raggiunti prima!



INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ESTETICA

SPA TOTAL BODY è la più innovativa stazione di lavoro presente oggi sul mercato dell'estetica, in quanto permette di risolvere qualsiasi inestetismo del corpo attraverso l'applicazione di un'unica apparecchiatura.

PRIMA



DOPO



3x

**risultati 3 volte più veloci
rispetto alle singole tecnologie**

7x

**6 tecnologie attive
+ 1 fotocamera in un'unica
stazione di lavoro**

8x

**con una sola apparecchiatura
puoi risolvere tutti gli
inestetismi del corpo**

LE TECNOLOGIE DI SPA TOTAL BODY

FOTOCAMERA TERMOGRAFICA

Rilevazione termografica della zona con un intuitivo e veloce metodo di lettura. Vengono evidenziati con differenti colori l'edema presente e la fibrosità.



FONO STIMOLAZIONE

Attraverso delle vibrazioni i tessuti vengono sollecitati con diverse intensità al fine di avere una azione anticellulite e riducente nei confronti delle adiposità.



FOTO STIMOLAZIONE

Uno speciale manipolo con emettitori di onde/luce che non produce effetti termici ma stimola i processi fisiologici.

15 Diodi laser IR ad intenso effetto rimodellante.

24 led RGB molto potenti per migliorare ed aumentare la funzionalità delle cellule.



RADIO FREQUENZA A IMPULSI FRAZIONATI

Nuova metodica attraverso elettrodi retrattili a pressione per la rigenerazione dei tessuti mediante la produzione di nuovo collagene.



TERMO CRIO

Tecnica combinata per ridurre la cellulite ed i depositi di adipe.

La **fase di calore** stimola la microcircolazione e innalza la temperatura locale.

La **fase fredda** innesca uno shock termico che accelera il metabolismo zonale favorendo la rimozione delle tossine e edemi.





ENDOMASSAGGIO

Il massaggio endotermico risulta indispensabile in tutti i trattamenti di rimodellamento del corpo. Le sue azioni sono diverse: favorisce il drenaggio, vascolarizza, ossigena i tessuti e scolpisce le linee corporee.



ENDOMASSAGGIO + RF

Tecnica combinata tra endo-massaggio ritmato e radio frequenza. Questa combinazione permette un rimodellamento corporeo significativo e la produzione di nuovo collagene.



ONDA D'URTO MECCANICA RADIALE

L'emissione di onde d'urto sui tessuti ha un'azione specifica per trattare la cellulite nei differenti stadi, drenaggio dei liquidi, rimodellamento delle linee del corpo e tonificazione neocollagenesi. Le vibrazioni emesse impattano sui tessuti innescando una stimolazione metabolica.

IL TRATTAMENTO IN 3 FASI



ANALISI

rivelazione con elaborazione dei dati (solo la prima volta)



RIEQUILIBRIO CELLULARE

per ripristinare il tessuto e prepararlo al trattamento vero e proprio




AZIONE D'URTO

il passaggio effettivo per risolvere gli inestetismi rilevati

SPA TOTAL BODY AGISCE SUGLI INESTETISMI

Adiposità - Ritenzione Idrica
Rilassamento Cutaneo
Rimodellamento
Riattivazione Del Metabolismo
Cellulite - Smagliature



SPA TOTAL BODY - SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni

50x40x100 cm

Peso

45 Kg

Tensione ingresso

230 V - 50 Hz

Interfaccia utente /display

10" touch - 1280x800

Pressione SHOCK WAVE

4,0 Bar

Frequenza PUSH IMPACT

450 KHz

**Risoluzione
TERMOCAMERA**
480x640 (interpolata)

Pressione ENDOMASSAGGIO

-0,7 Bar

Lunghezza d'onda diodo fotoquantico

904 nm

Frequenza FONOQUANTICA

1-3 MHz

Temperatura manipolo THERMO-CRYO

da 0° a 45° (zonale)*

Classe laser FOTOQUANTICO

3R

Classe di sicurezza

1 / BF

* Il dato indicato non riguarda la temperatura corporea, ma si riferisce ai gradi raggiunti localmente dal manipolo, a seconda della funzione utilizzata.

Una proposta esclusiva

READY FOR 4.0

fino al 50% di credito d'imposta

su acquisto – noleggio – leasing
con dilazione del pagamento fino a 48 mesi

La soluzione HOTEL SPA include:

- Trasporto e installazione
- Formazione in loco
- Formazione in azienda gratuita a vita
- In opzione Open Day con personale tecnico
- 300 Flyer
- Social strategy
- 1 Totem a rullo

#centriamoiltuocentro

**HOTEL
SPA**

☎ 051 90 43 03

✉ servizioclienti@hotel-spa.it

🌐 www.hotel-spa.it